

Tolt Technologies® Ability Drive®

トルトテクノロジー® アビリティドライブ®

Tolt Technologies® Ability Drive®は、電動車椅子を目で制御できるようにする代替制御インターフェイスです。仮想ボタンと視線テクノロジーを使用することで、ジョイスティックを使用できない人でも、動きや座席位置の独立性を取り戻すことができます。



Ability Drive®アプリ



Ability Drive®ハードウェア

使い方

Tolt Technologies® Ability Drive®はハードウェアとアプリを兼ねたものです。The Ability Drive® アプリは承認された視線デバイス上で実行されます。アプリは、方向移動コマンドをAbility Drive®ハードウェアインターフェイスに送信する仮想ボタン上のユーザーの視線を感知します。これらのボタンは前方カメラビューをオーバーレイします。停止ボタンを見たり、コンピュータから目をそらしたり、目を閉じると、車椅子の動きが停止します。



toltechnologies.com

電話: +1(425)242-3902

電子メール: info@toltechnologies.com

Tolt Technologies® Ability Drive® 互換性視線デバイス

tobii dynavox

jabbla
We all have a voice

Smartbox

eyetech

CONTROL
BIONICS.
AAC SOLUTIONS

Talk To Me
Technologies
We bring speech to life!

FORBES AAC
Access the power of voice!

EYEGAZE

ACCESSIBILITY
SERVICES, INC.

RM
SPEECH



*Current list of compatible
eye-gaze devices*

互換性のある電動車椅子

Omni2オムニ 2 付きの Permobilパーモビル

IN500 および REM500 を備えた Invacareインバケア

Omni2付きの Enhanced Display Sunrise強化されたディスプレイ サンライズ をもつ Quantum Rehab® Q-Logic 3
クオンタム・レハブ®Q・ロジック 3